

Un regolare autocontrollo è alla base di qualsiasi terapia. Infatti la conoscenza dei valori effettivi del colesterolo, dei trigliceridi e della glicemia, consente al paziente di controllare continuamente l'efficacia del trattamento e di esserne cosciente, per una miglior vita attiva.

Con multiCare è facile cambiare abitudini: scopriamo insieme i vantaggi di questo nuovo sistema...

Accensione dello strumento tramite inserimento della striscia senza premere nessun tasto.

Ridotto volume di sangue: bastano 3 microlitri per glucosio, 10 microlitri per colesterolo e trigliceridi per effettuare il test.

Ampio display indispensabile per avere una chiara visione delle operazioni da eseguire e dei risultati ottenuti.

multiCare è un sistema completo che è composto dallo strumento e da una serie di accessori necessari per la misurazione.



Easy Change!!!

multiCare®

A regular self-control is at the base of any therapy. In fact the knowledge of the real values of cholesterol, triglycerides or glucose allows the patient to continually check the effectiveness of the treatment and to be conscious of it, for a better active life.

With multiCare It's easy to change habits: let's discover together the advantages of this new system...

The instrument is automatically switched on by inserting the strip.

Reduced blood volume: only 3 microliters for glucose, 10 microliters for cholesterol and triglycerides are necessary to perform tests.




multiCare®



Wide display to clearly follow operations and check obtained results.

multiCare is a complete system composed by the instrument and all necessary accessories to perform analysis.





**MULTIPARAMETRO:**  
multiCare® è stato progettato per eseguire differenti determinazioni da digitopuntura, semplicemente cambiando la tipologia di striscia. Attualmente sono disponibili i seguenti tests: colesterolo, trigliceridi e glucosio .



Lo strumento può memorizzare 250 risultati con data e ora che possono essere facilmente richiamati tramite il tasto navigatore.

Tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del test vengono trasmesse allo strumento tramite un data - chip che ne facilita l'utilizzo da parte dell'operatore.



A data - chip gives to the meter all necessary information to perform the test, helping the operator to execute the analysis correctly.

**multiCare®**

Trigliceridi  
Triglycerides

Glucosio  
Glucose

Colesterolo  
Cholesterol




The instrument can store up to 250 results with date and time which could be easily recalled by the navigator.

Dispositivo auto-diagnostico per la determinazione di colesterolo, trigliceridi e glucosio.

Self-testing device for cholesterol, triglycerides and glucose determination.

*Cambia la tua vita,  
scegli multicare*



*Change your living,  
choose multicare*

**MULTIPARAMETER :**  
multiCare® has been developed to execute several determinations from fingertip simply by changing strip. The following tests are available at the moment: cholesterol, triglycerides and glucose.



**multiCare®**



Biochemical Systems International Srl  
Via G. Ferraris, 220 - 52100 Arezzo - ITALIA  
Tel. +39 0575 984164 Fax +39 0575 984238

E-mail: biosys@biosys.it - http://www.biosys.it

